Op.155. No.11 稀溶液粘度法测定聚合物的分子量

孙肇远 PB22030708, Dec. 2024

University of Science and Technology of China, Hefei, Anhui, China

1. 引言

本实验基于流体力学理论,利用稀溶液粘度法,通过不同浓度乙二醇溶液的流动速率得到相对粘度,通过 Huggins 方程与 Kraemer 方程得到了对应的特性粘数,由此算得高分子的分子量.

2. 实验

2.1. 实验过程

称取聚乙二醇 1.1001~g, 在烧杯中溶解, 转移至 25~mL 容量瓶定容, 将溶液用熔砂漏斗过滤 25~mL 容量瓶, 恒温至 30~C;

利用熔砂漏斗得到无尘蒸馏水, 恒温至 30 ℃;

安装粘度计, 注入 10 mL 聚乙二醇溶液, 抽气使得液面高于上方小球一般, 释放大气使得通路, 测量液面在刻度间时间, 重复测量三次, 使得误差不超过 0.2 s;

加入 5 mL 上述无尘蒸馏水, 重复操作;

加入 5 mL 上述无尘蒸馏水, 重复操作;

加入 10 mL 上述无尘蒸馏水, 重复操作;

加入 10 mL 上述无尘蒸馏水, 重复操作;

将粘度计中溶液倒出,利用无尘蒸馏水洗涤粘度计,加入纯水,重复操作.

3. 结果与讨论

3.1. 实验数据

实验结果与数据处理如下表所示:

| 相对浓度 | 时间/s | 相对粘度 η _r | 特性粘度 η_{sp} | $\frac{\ln \eta_{\rm r}}{C'}$ | $\frac{\eta_{\rm sp}}{C'}$ |
|---------|--------|---------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 1 | 174.72 | 1.57704 | 0.57704 | 0.45555 | 0.57704 |
| 0.66667 | 151.11 | 1.36393 | 0.36393 | 0.46556 | 0.5459 |
| 0.5 | 139.63 | 1.26031 | 0.26031 | 0.46272 | 0.52062 |
| 0.33333 | 129.38 | 1.16779 | 0.16779 | 0.46536 | 0.50339 |
| 0.25 | 124.84 | 1.12682 | 0.12682 | 0.47759 | 0.50727 |

Table 1. 外推关系式计算表

根据表中数据进行拟合可得到方程

$$\frac{\ln \eta_{\rm r}}{C'} = 0.4701 - 0.01468C',\tag{1}$$

$$\frac{\eta_{\rm sp}}{C'} = 0.46564 + 0.11077C,$$

分别使用 Huggins 方程与 Kraemer 方程, 得到分子量数据

$$M_1 = 13952,$$
 [3]

$$M_2 = 13782.$$

此外, 可以利用已知数据外推 0 浓度时的时间, 得到 $t_0 = 105.87737$, 此时重复上述操作, 得到方程

$$\frac{\ln \eta_{\rm r}}{C'} = 0.63533 - 0.14297C',\tag{5}$$

$$\frac{\eta_{\rm sp}}{C'} = 0.65627 - 0.01533C,$$
 [6]

类似地,得到

$$M_3 = 20528,$$
 [7]

$$M_4 = 21399.$$

3.2. 结果讨论

在实验过程中, 可能由于操作的失误, 导致 C' = 1/4 的数据明显偏离拟合直线, 故全程未采用其.

在拟合过程中, 使用实验测得的 t_0 时, 拟合数据具有较好的线性, 通过两直线得到的分子量具有相对误差 0.61%, 较为精确, 实验具有可靠性.

而使用外推法时, 其数据点几乎不具有线性, 且得到分子量与上文方法具有相当大差异, 尽管其相对误差为 2%. 或许我们可以采用持续稀释溶液浓度, 由此获得 $t \sim C'$ 曲线, 从而考察其对直线的偏离.

3.3. 误差分析讨论

本实验可能误差如下:

4. 附件 3

1°假定液体流动时无动能损失,压力全部用于克服粘滞阻力做功,同时我们也假定溶液能润湿管壁,溶液与管壁间无滑动,这些假设会引入误差;

- 2° 假定不同浓度的溶液与水的密度近似相等, 从而估算相对粘度从而导致误差;
- 3°采用秒表计时, 而通过人眼进行判断存在一定的延迟性与主观性, 这回导致时间测定不准, 而引入误差, 这一项的误差的影响是相当大的;
- 4° 粘度计内部的残留溶液, 灰尘等杂质会对溶液的流动产生阻力, 影响测定的粘度;
- 5°若恒温水浴温度控制不稳定或实验室内温度波动较大,将会直接影响到粘度的测定.可能可行的改进方式:
 - 1°采用高精度控温设备;
 - 2°测量时间时可使用高速摄像机;或使用光学仪器,在切线刻度处投射激光,像发生位移时即为溶液最低处表面经过其的时刻;
 - 3°使用细绳系挂乌氏粘度计,使得其根据重力自然下垂,同时采用其他方法稳定之;
 - 4°稀释粘度计内部溶液时多润洗几次,同时改善实验的无尘条件,确保没有灰尘阻塞粘度计;
 - 5°尝试使用更高精度的公式.

3.4. 实验体会与认识

通过本次实验,我们对物理化学中流体力学内容有了更加深刻的认识,了解并掌握了通过 位移时间测量相对粘度,从而计算出分子量的方法,增进了对高分子分子量测量学的理解, 收获较大.同时在实验中学会了判断的标准统一控制,掌握了相关数据需要如何拟合处理.

4. 附件

4.1. 原始数据处理

将记录的原始数据转化为下表:

| 操作 | 相对浓度 | No.1 | No.2 | No.3 | Average |
|------------------------|------|--------|--------|--------|---------|
| 10 mL PEG(aq) | 1 | 174.72 | 174.69 | 174.75 | 174.72 |
| $+5~\mathrm{mL~H_2O}$ | 2/3 | 151.09 | 151.14 | 151.09 | 151.11 |
| $+5~\mathrm{mL~H_2O}$ | 1/2 | 139.57 | 139.72 | 139.61 | 139.63 |
| $+10~\mathrm{mL~H_2O}$ | 1/3 | 129.44 | 129.31 | 129.38 | 129.38 |
| $+10~\mathrm{mL~H_2O}$ | 1/4 | 124.89 | 124.78 | 124.85 | 124.84 |
| pure H_2O | 0 | 110.77 | 110.86 | 110.75 | 110.79 |

Table 2. 各相对浓度下的流出时间/s

近似忽略不同浓度高分子溶液密度的区别,由相对粘度和特性粘度的定义,有:

$$C' \equiv \frac{C}{C_0},$$

得到各相对浓度 C' 下的数据:

| 相对浓度 | 时间/s | 相对粘度 η _r | 特性粘度 η _{sp} | $\frac{\ln \eta_{\rm r}}{C'}$ | $\frac{\eta_{\rm sp}}{C'}$ |
|---------|--------|---------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 1 | 174.72 | 1.57704 | 0.57704 | 0.45555 | 0.57704 |
| 0.66667 | 151.11 | 1.36393 | 0.36393 | 0.46556 | 0.5459 |
| 0.5 | 139.63 | 1.26031 | 0.26031 | 0.46272 | 0.52062 |
| 0.33333 | 129.38 | 1.16779 | 0.16779 | 0.46536 | 0.50339 |
| 0.25 | 124.84 | 1.12682 | 0.12682 | 0.47759 | 0.50727 |

Table 3. 外推关系式计算表

略去明显偏离的点 (C'=1/4), 得到拟合图像




Fig. 4. $\frac{\ln \eta_{\rm r}}{C'} \sim C'$ 拟合直线

4. 附件 5




Fig. 5. $\frac{\eta_{\rm sp}}{C'} \sim C'$ 拟合直线

直线方程

$$\frac{\ln \eta_{\rm r}}{C'} = 0.4701 - 0.01468C',$$

$$\frac{\eta_{\rm sp}}{C'} = 0.46564 + 0.11077C,$$

根据高分子质量数据,可得

$$C_0 = \frac{1.1001}{50} = 0.022002 \text{ g/mL},$$

由 Polymer Handbook 可知:

$$[\eta] = KM^a \implies$$

$$M = \left(\frac{[\eta]}{K}\right)^{1/a} = \left(\frac{[\eta]}{0.0125 \text{ mL/g}}\right)^{1/0.78},$$

$$M_1 = 13952, \lceil 17 \rfloor$$

$$M_2 = 13782.$$

此外, 可以利用已知数据外推 0 浓度时的时间, 如图





Fig. 6. $t \sim C'$ 拟合直线

得到 $t_0 = 105.87737$, 此时重复上述操作, 得到



4. 附件 7




Fig. 8. $\frac{\eta_{\rm sp}}{C'} \sim C'$ 拟合直线

直线方程

$$\frac{\ln \eta_{\rm r}}{C'} = 0.63533 - 0.14297C',$$

$$\eta_{\rm cp}$$

$$\frac{\eta_{\rm sp}}{C'} = 0.65627 - 0.01533C,$$
 [20]

类似地,得到

$$M_3 = 20528,$$
 $\lceil 21 \rfloor$

$$M_4 = 21399.$$

4.2. 原始数据




Fig. 9. 原始数据记录